

Kopf-/Armband-Dosimeter

Die Sonde (Detektor eingebaut in Halterung) für beide Dosimeter wird mit einem **Gewebeband** entweder am Kopf (Langes Gewebeband: Artikel-Nr. 52), oder am Arm (Kurzes Gewebeband: Artikel Nr. 51) befestigt. Zur Auswertung darf **nur die Sonde** eingeschickt werden. Die **Gewebebänder verbleiben beim Kunden** und können dann für die Dosimeter des Folgeüberwachungszeitraums eingesetzt werden.

Grundsätzliche Informationen

Arm- und Kopfband-Dosimeter können z.Zt. aus organisatorischen Gründen nur über eine separate Betriebsnummer ausgegeben und abgerechnet werden. Im Übrigen ist das Verfahren zu allen anderen Dosimetern identisch. Die Dosimeter werden im Leihverfahren entweder kontinuierlich (Dauerauftrag) oder einmalig bereitgestellt. Organisation und Kosten sind identisch zum Photonen-Fingerring:

Artikel Nr. 250: Auswertung und Bereitstellung des Dosimeters für einen Monat.

Artikel Nr. 151: Kosten bei Verlust oder Beschädigung der Sonde.

Artikel Nr. 150: Folgeleihbetrag bei der Nutzung für weitere Monate.

Die aktuellen Preise finden Sie in der [Preisliste](#) im Internet.




Bild 1: Sonden und Halterungen für Kopf- und Armband-Dosimeter

Die **Technischen Daten** des Kopf-/Armband-Dosimeters entsprechen dem Photonen-Fingerring: [Photonen-Fingerring.pdf](#)

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die Messstelle unter 0231/4502-518

Ihren Rückrufwunsch nehmen wir auch gerne per E-Mail unter bestell.dosimetrie@mpanrw.de entgegen.